

Proste, równe i białe zęby a tym samym zniwalaający, promienny uśmiech to marzenie wielu z nas. Dzięki nowym metodom leczenia może się ono wkrótce spełnić. W osiągnięciu celu pomoże ci aparat ortodontyczny, który szybko i skutecznie wyprostuje zęby oraz zadba o twój komfort w trakcie leczenia.

Piękne zęby

PIĘKNY UŚMIECH

Olśniewający uśmiech to wielki atut. Dodaje pewności siebie, wzbudza sympatię a przede wszystkim czyni nas jeszcze bardziej atrakcyjne. Dlatego powinniśmy szczególnie zadbać o zęby, by pięknie prezentowały się w szerokim, idealnym uśmiechu.

Unikalne leczenie

Dla osób, które zdecydowały się na aparat ortodontyczny liczy się czas, komfort i oczywiście efekty. To wszystko zapewni ci wyjątkowy System Damon, który ułatwia leczenie i działa z dużo większą precyzją niż tradycyjne metody leczenia ortodontycznego. Na czym polega? Na specjalnie skonstruowanym systemie stalowych zamków, które pracują ze znakomitym mechanizmem poślizgowym

i są delikatniejsze dla zębów. Pozwalają one na użycie łagodniejszych sił w trakcie leczenia i sprzyjają szybszemu oraz bardziej precyzyjnemu przesuwaniu się zębów, jak również ich naturalnej adaptacji w nowym miejscu. Ultragładkie kształty i zaokrąglone krawędzie zamka są także o wiele bardziej komfortowe niż zamki

tradycyjne, co czyni leczenie o wiele mniej uciążliwym.

Zalety systemu

Dzięki Systemowi Damon w najszybszy i najwygodniejszy sposób będziesz miała proste zęby i piękny uśmiech bez konieczności usuwania zębów. Przesuną się one w przyjemny sposób na precyzyj-

nie dobrane dla nich miejsce w ponad połowę krótszym czasie niż ten potrzebny przy stosowaniu zamków konwencjonalnych. Udowodnione klinicznie zalety Systemu Damon to krótszy czas leczenia (nawet o 7 miesięcy), mniejsza ilość wizyt (nawet o 48%) ale przede wszystkim rezultat w postaci olśniewającego uśmiechu i naturalnego profilu. Zwiększona szerokość łuku pozwala na uzyskanie dodatkowej ilości miejsca nawet dla największych stłoczeń zębów dzięki czemu uśmiech staje się szerszy a ty... po prostu szczęśliwsza.

dr Alina Strzałkowska, ortodonta

Dzięki Systemowi Damon leczenie ortodontyczne trwa o wiele krócej niż w przypadku leczenia tradycyjnego. Konstrukcja zamka pozwala na przesuwanie zębów mniejszymi siłami, co sprzyja szybszym postępom leczenia. W ten sposób czas noszenia aparatu skraca się nawet o pół roku. Dzięki Systemowi Damon w większości wypadków można również uniknąć usuwania zębów. Najważniejsze jednak, że System Damon pozwala na poszerzenie szczęki i większą ekspozycję zębów. W ten sposób uśmiech staje się szerszy, co znacznie zwiększa efekt estetyczny.

Więcej informacji na stronie
www.polorto.com.pl