

Ultra Band-Lok

Uwalniający fluor jednoskładnikowy
kompomerowy cement do pierścieni



Ultra Band-Lok
Z pastą w strzykawce śrubowej (UBL)
W kolorze niebieskim (UBLB)

CECHY PRODUKTU:

Brak konieczności mieszania: System jednoskładnikowy
Aktywowany światłem: czas pracy nie jest ograniczony czasowo.
Cement do wszystkich zastosowań: Ultra Band-Lok może być stosowany również do klejenia zamków, retainerów lingualnych i dużych aparatów akrylowych. Podczas przyklejania tych aparatów najpierw należy wytrawić powierzchnię szkliva.

Zestaw ekonomiczny Ultra Band-Lok zawiera (6) strzykawkę zawierających po 5 g środka.

Artykuły do zakupienia pojedynczo:

5 g Ultra Band-Lok w strzykawce (UBLPP)

5 g Ultra Bank-Lok w kolorze niebieskim w strzykawce (UBLBPP)